

检验指告

报告编号: 国医检(设)字GYJ2020第 3022号

委托方	国家药品监督管理局						
样品名称	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒						
	(直接法-表面活性剂清除法)						
型号规格	试剂 1: 2×60mL,试剂 2: 2×20mL						
检验类别	2020 年国家医疗器械抽检						

上海市医疗器械检测所

注意事项

- 一、报告无检测机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 二、报告未经检测机构书面批准不得复制。
- 三、复制报告未重新加盖检测机构检验报告专用章或检验单位公章无效。

四、报告无批准人签字无效。

五、报告涂改无效。

六、对报告若有异议,应于收到报告之日起七日内以书面方 式向检验单位提出,逾期不予受理。

七、报告结果仅适用于收到的被检样品。

八、注册检验类别的报告仅用于医疗器械产品注册与备案。

九、若报告未加盖资质认定标志 (CMA),则仅作为科研、教学、内部质量控制或医疗器械产品注册与备案之用。

十、对委托送样的样品及信息的真实性,由委托方负责。

地 址:上海市浦东金银花路1号

电 话: (021) 38019900

传 真: (021) 38019817

邮政编码: 201318

上海市医疗器械检测所 检验报告首页

报告编号: 国医检(设)字GYJ2020第3022号

共4页 第1页

样品名称	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) 送样(/) 抽样(√)		样品编号	GYJ2020-3022		
商标	/		型号规格	试剂 1: 2×60mL, ii 剂 2: 2×20mL		
委托方	国家药品监督管理局		检验类别	2020 年国家医疗器 械抽检		
委托方地址	北京市西城区展览路才	上露园 1 号	产品编号/ 批号	20191223		
生产单位	柏定生物工程(北京)	有限公司	抽样单编号	11-20-30050-18-36		
受检单位	柏定生物工程(北京)	有限公司	生产日期	20191223		
抽样单位	北京市药品监督管理局		样品数量	6		
抽样地点	成品库		抽样基数	129		
抽样日期	2020年5月13日		检验地点	本所实验室		
到样日期	2020年5月18日		检验日期	2020年6月8日~ 2020年7月3日		
检验项目	药监综械管(2020)46 产品检验方案》中"30	6 号文附件 1《2020 年国 050. 低密度脂蛋白胆固醇				
检验依据	据 药监综械管〔2020〕46 号文附件 1《2020 年国家医疗器械抽检(中央补助地方项目) 产品检验方案》中"30050. 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂(盒)"的检验依据					
	抽检综合结论: 合格					
检验结论		(检验报告专用章或检验单位公章)				
	签发日期					
备	1) 报告中的"——"表示此项不适用,报告中"/"表示此项空白。					
注						

批	准:	审	核:	检	验	:	邓敏

职 务: __授权签字人__

上海市医疗器械检测所

检验报告

报告编号: 国医检(设)字 GYJ2020 第 3022号 样品编号: GYJ2020-3022

共4页 第2页

样品描述

- 1、被检样品封样完好。
- 2、本次检验,被检样品为柏定生物工程(北京)有限公司生产的低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直 接法-表面活性剂清除法), 规格: 试剂 1: 2×60mL、试剂 2: 2×20 mL, 生产批号: 20191223, 生产 日期: 20191223, 使用期限: 20201222。

型号规格或其他说明

- 1、检测结果不包括不确定度的估算值。
- 2、本次检验,产品技术要求为:京械注准 20152401196。
- 3、本次检验,使用柏定生物工程(北京)有限公司生产的低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法 -表面活性剂清除法)校准品进行校准,规格: 1×1mL,生产批号:20200416,生产日期:20200416, 使用期限: 20210415, 靶值: 2.14mmo1/L。
- 4、本次检验,使用日立全自动生化分析仪,型号:7100。
- 5、根据企业产品技术要求, "2.8 准确度"条款规定测试国际参考物质 SRM 1951b (NIST)。本次检 测,企业未能提供此参考物质,故未对此条款进行检测。

上海市医疗器械检测所

检验报告

序号	检验 项目	标准 条款	标准要求		检验结果	单项 结论	备注
1	线性区间	2. 6). 30, 11. 63]mmo1/L。在规定的线性范 定值与样本浓度值的相关系数 (r) 应 . 990。	1.000 ₍₋₎		/
			2. 6. 2	[0.30,1.00]mmol/L 范围内,线性绝对偏差应不超过±0.08mmol/L; 单位: mmol/L	-0.07~ -0.02	符合	/
				(1.00,11.63]mmol/L 范围内,线性相 对偏差应不超过±10%。	+0%~+4%		/
2	重复性	2.7.1	变异系	高值 4.0 mmo1/L -6.0 mmo1/L	0%		/
			数 CV≤3% 。	中值 2.0 mmo1/L -3.0 mmo1/L	1%	符合	/
3	准确度	2.8	相对偏差在±10%范围内(测试国际参考物质 SRM 1951b (NIST))		/	/	/

此处空白

上海市医疗器械检测所

检验报告照片页

报告编号: 国医检(设)字GYJ2020第3022号 样品编号: GYJ2020-3022 共 4 页 第 4页

照片和说明



№1 试剂盒组分



No2 试剂盒外包装